



## Ordre des tubes

Adulte							
	1. Aérobic 2. Anaérobic	Tubes citratés	Tubes secs	Tubes héparinés	Tubes EDTA	Tubes fluorés	Monovette
Pédiatrique							

## Transport

- ✓ Ne **PAS** mettre dans le **téletube** :
  - Pots d'urine
  - ✗ **- Monovettes/pH sanguin**
  - Coagulation spéciale
  - Prélèvements précieux
- ✓ Prélèvements urgents et/ou précieux => **dépôt en mains propres** au guichet + communication orale

## Étiquetage



✓ **À faire :**



- **SENS de l'étiquette** : nom patient lisible (bouchon tenu par la main **GAUCHE**)
- **Qualité code-barres**
- Coller étiquette **VERTICALEMENT, DROITE** + près possible du bouchon
- **Identitovigilance**

- ✓ Immédiatement après le prélèvement **ET** à proximité du patient
- ✓ Couleur bouchon = couleur mentionnée sur l'étiquette
- ✓ N° demande = N° étiquette
- ✓ **Laisser marquage du tube libre** pour visualiser le remplissage
- ✓ Hémoculture : pas coller étiquette sur code-barres du flacon !

✗ **À ne PAS faire :**

